

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: ST10

Date: 5/6/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 (II)	250 (II)	500 (II)
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 (III)	250 (III)	500 (III)
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

45

Name: Melanie

Plate ID: plate 1

Date: 5/6/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	1008			1016			1022		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	1009			1017			1023		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	1010			1018			1024		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	1011			1018 dup	dup	dup	1025		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	1012			1019			1026		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	1013			1019 spk	spk	spk	1027		⚡
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	1014			1020		⚡	1028		⚡
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	1015		⚡	1021		⚡	1029		

☐ Ferrozine
 ☐ 1st Read
 ☐ Reducing Agent
 ☐ Buffer
 ☐ 2nd Read

20 ml sample : 160 ml DI
0.1 ml/m

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: MelaniePlate ID: Plate 2Date: 5/6/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	1030		0	1038		0			
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	1031		0	1039		0			
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	1032		0	1040		0			
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl				1040 _{dup}	dup	dup			
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	1034		0	1001					
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	1035		0	1001 spk	spk	spk			
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	1036		0						
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	1037		0						

☐ Ferrozine
 ☐ 1st Read
 ☐ Reducing Agent
 ☐ Buffer
 ☐ 2nd Read

Entire plate

1:8

20 M Sample: 140 DS

GENX Organs/Compass FeI/III Microplate Template

Name: MelaniePlate ID: Be runs no Dilution Plate 3Date: 5/6/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	479			575			815		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	489			576			1030		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	491			610			1031		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	526			610 dup	dup	dup	1032		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	569			686			1034		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	570			686 spk	spk	spk	1035		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	572			729			1036		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	573			730			1037		

 Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

ferun w/out dilution

get 33uL
Buffer

GENX Organs/Compass Fe^{II}/III Microplate Template

48

Name: melanie

Plate ID: plate 4

Date: 5/6/21

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	913 1:8								
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	915 1:8								
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	919 1:8								
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	931 1:8			dup	dup	dup			
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	1036								
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	1039			spk	spk	spk			
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	1040								
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl									

1:8
20 sample
140 DI