

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: ST10

Date: 2/8/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 (II)	250 (II)	500 (II)
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	100 (III)	100 (III)	→
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	500 (III)	→	→
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 (II)	250 (II)	500 (II)
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓

added
slightly
after

☒ Ferrozine
 ☒ 1st Read
 ☒ Reducing Agent
 ☒ Buffer
 ☒ 2nd Read

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: Plate 1

Date: 2/8/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	1 1:8	1 1:8	1 1:8	9 1:8	9 1:8	9 1:8	15 1:8	15 1:8	15 1:8
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	2 1:8	2 1:8	2 1:8	10 1:8	10 1:8	10 1:8	16 1:8	16 1:8	16 1:8
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	3 1:8	3 1:8	3 1:8	11 1:8	11 1:8	11 1:8	17	17	17
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	4 1:8	4 1:8	4 1:8	11 1:8 dup	11 1:8 dup	11 1:8 dup	18	18	18
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	5 1:8	5 1:8	5 1:8	12 1:8	12 1:8	12 1:8	19	19	19
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	6 1:8	6 1:8	6 1:8	12 1:8 spk	12 1:8 spk	12 1:8 spk	20	20	20
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	7 1:8	7 1:8	7 1:8	13 1:8	13 1:8	13 1:8	21	21	21
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	8 1:8	8 1:8	8 1:8	14 1:8	14 1:8	14 1:8	22	22	22

☒ Ferrozine
 ☒ 1st Read
 ☒ Reducing Agent
 ☐ Buffer
 ☐ 2nd Read

Did you spike?
 Yes

1:8 = 20 mL sample: 140 DI

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie


Plate ID: plate 2

Date: 2/8/24


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	23	23	23	31 1:8	31 1:8	31 1:8	37 1:8	37 1:8	37 1:8
B	Fe(III) E 0.5 HCl	Fe(III) E 0.5 HCl	Fe(III) E 0.5 HCl	24	24	24	32 1:8	32 1:8	32 1:8	38 1:8	38 1:8	38 1:8
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	25	25	25	33 1:8	33 1:8	33 1:8	39 1:8	39 1:8	39 1:8
D	0.5 M HCl Fe(II) E	0.5 M HCl Fe(II) E	0.5 M HCl Fe(II) E	26	26	26	33 1:8 dup	33 1:8 dup	33 1:8 dup	46 1:8	46 1:8	40 1:8
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	27 1:8	27 1:8	27 1:8	34 1:8	34 1:8	34 1:8	41 1:8	41 1:8	41 1:8
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	28 1:8	28 1:8	28 1:8	34 1:8 spk	34 1:8 spk	34 1:8 spk	42 1:8	42 1:8	42 1:8
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	29 1:8	29 1:8	29 1:8	35 1:8	35 1:8	35 1:8	43 1:8	43 1:8	43 1:8
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	30 1:8	30 1:8	30 1:8	36 1:8	36 1:8	36 1:8	44 1:8	44 1:8	44 1:8



Ferrozine



1st Read



Reducing Agent



Buffer



2nd Read

Did you spike
Yes

1:8 = 20 mL sample + 140 mL DI

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: plate 3

Date: 2/8/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	45 1:8	45 1:8	45 1:8	53	53	53	59	59	59
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	46 1:8	46 1:8	46 1:8	54	54	54	60	60	60
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	47 1:8	47 1:8	47 1:8	55	55	55	61 1:8	61 1:8	61 1:8
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	48 1:8	48 1:8	48 1:8	55 dup	55 dup	55 dup	62 1:8	62 1:8	62 1:8
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	49 1:8	49 1:8	49 1:8	56 spk	56 spk	56 spk	63 1:8	63 1:8	63 1:8
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	50	50	50	56 spk	56 spk	56 spk	64 1:8	64 1:8	64 1:8
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	51	51	51	57 1:8	57 1:8	57 1:8	65 1:8	65 1:8	65 1:8
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	52	52	52	58	58	58	66 1:8	66 1:8	66 1:8

☒

Ferrozine

☒

1st Read

☒

Reducing Agent

☐

Buffer

☐

2nd Read

Did you spike?
yes

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melanie

Plate ID: plate 4

Date: 2/8/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	67 1:8	67 1:8	67 1:8	75	75	75	81 1:8	81 1:8	81 1:8
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	68	68	68	76	76	76	82 1:8	82 1:8	82 1:8
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	69	69	69	77 1:8	77 1:8	77 1:8	83 1:8	83 1:8	83 1:8
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	70	70	70	77 1:8 dup	77 1:8 dup	77 1:8 dup	84 1:8	84 1:8	84 1:8
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	71	71	71	78 1:8	78 1:8	78 1:8	85 1:8	85 1:8	85 1:8
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	72	72	72	78 1:8 spk	78 1:8 spk	78 1:8 spk	86 1:8	86 1:8	86 1:8
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	73	73	73	79 1:8	79 1:8	79 1:8	87 1:8	87 1:8	87 1:8
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	74	74	74	80 1:8	80 1:8	80 1:8	88 1:8	88 1:8	88 1:8

☒ Ferrozine
 ☒ 1st Read
 ☒ Reducing Agent
 ☒ Buffer
 ☒ 2nd Read

1:8 20ul sample: 140ul DI

Only sample?
 YES
 * some extra DI work in

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: Plate 5

Date: 2/8/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	89 1:8	89 [*] 1:8	89 1:8	97	97	97	103	103	103
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	90 1:8	90 1:8	90 1:8	98	98	98	104	104	104
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	91 1:8	91 1:8	91 1:8	99	99	99	105	105	105
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	92 1:8	92 1:8	92 1:8	99 dup	99 dup	99 dup	106	106	106
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	93 1:8	93 1:8	93 1:8	100	100	100	107	107	107
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	94	94	94	spk	spk	spk	108	108	109
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	95	95	95	100 SPK	100 SPK	100 SPK	109	109	109
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	96	96	96	102	102	102	110	110	110

☒ Ferrozine
 ☒ 1st Read
 ☒ Reducing Agent
 ☒ Buffer
 ☒ 2nd Read

1:8 = 20 μ L sample: 140 μ L DI

^{*} double
DI

Only spike?
YES