

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: STD

Date: 3/14/24

E(II)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 (II)	250 (II)	500 (II)
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	C(II)	C(II)	C(II)
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 (III)	250 (III)	500 (III)
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melaniePlate ID: plate 1Date: 3/14/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	379 1.8	378 1.8	378 1.8	383	383	383	389 1.8	389 1.8	389 1.8
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	379 1.8	379 1.8	379 1.8	384	384	384	390 1.8	390 1.8	390 1.8
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	377 1.8	377 1.8	377 1.8	385	385	385	391 1.8	391 1.8	391 1.8
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	375 1.8	37 1.8	375 1.8	385 dup	385 dup	385 dup	392 1.8	392 1.8	392 1.8
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	376 1.8	376 1.8	376 1.8	386	386	386	393 1.8	393 1.8	393 1.8
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	380	380	380	386 spk	386 spk	386 spk	394	394	394
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	381	381	381	387 1.8	387 1.8	387 1.8	395	395	395
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	382	382	382	388 1.8	388 1.8	388 1.8	396	396	396

☒ Ferrozine ☒ 1st Read ☒ Reducing Agent ☒ Buffer ☒ 2nd Read

 spike?
 yes

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melaniePlate ID: Plate 2Date: 3/14/24Added
DI after
Ferrozine

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	397	397	397	405 1:8	405 1:8	405 1:8	411	411	411
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	398	398	398	406	406	406	412	412	412
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	399 1:8	399 1:8	399 1:8	407	407	407	413	413	413
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	400 1:8	400 1:8	400 1:8	407 dup	407 dup	407 dup	414	414	414
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	401 1:8	401 1:8	401 1:8	408	408	408	415	415	415
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	402 1:8	402 1:8	402 1:8	408 spk	408 spk	408 spk	416	416	416
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	403 1:8	403 1:8	403 1:8	409	409	409	417	417	417
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	404 1:8	404 1:8	404 1:8	410	410	410	418 1:8	418 1:8	418 1:8

☒

Ferrozine

☒

1st Read

☒

Reducing Agent

☒

Buffer

☒

2nd Read

double
ferrozinespikes?
Yes

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melanie

Plate ID: plate 3 20

Date: 3/14/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	419 1:8	419 1:8	419 1:8	443 1:8	443 1:8	443 1:8	449 1:8	449 1:8	449 1:8
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	420 1:8	420 1:8	420 1:8	444 1:8	444 1:8	444 1:8	434 1:8	434 1:8	434 1:8
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	421 1:8	421 1:8	421 1:8	445 1:8	445 1:8	445 1:8	435 1:8	435 1:8	435 1:8
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	422 1:8	422 1:8	422 1:8	445 dup 1:8	445 dup 1:8	445 dup 1:8	436 1:8	436 1:8	436 1:8
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	423 1:8	423 1:8	423 1:8	446 1:8	446 1:8	446 1:8	437 1:8	437 1:8	437 1:8
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	424 1:8	424 1:8	424 1:8	446 spk 1:8	446 spk 1:8	446 spk 1:8	438 1:8	438 1:8	438 1:8
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	441 1:8	441 1:8	441 1:8	447 1:8	447 1:8	447 1:8	439 1:8	439 1:8	439 1:8
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	442 1:8	442 1:8	442 1:8	448 1:8	448 1:8	448 1:8	440 1:8	440 1:8	440 1:8

☒ Ferrozine
 ☒ 1st Read
 ☒ Reducing Agent
 ☒ Buffer
 ☒ 2nd Read

1:8 20 ul Sample : 130 ul DI
 443, 449 need rerun w/out buffer

Spike?
 Yes

GENX Organs/Compass Ferri/III Microplate Template

Name: melanie

Date: 3/14/24

Plate ID: plate 4 21

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	452 1:8			458			464		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	450 1:8			459			465		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	451 1:8			460			466		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	453			460 dup	dup	dup	467		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	454			461			468		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	455			461 spk	spk	spk	469		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	456			462			470		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	457			463			471		