

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: STD

Date: 5/7/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 II	250 II	500 II
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 III	250 III	500 III
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

Was remade
weird

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: MelaniePlate ID: Plate 1Date: 5/7/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	147			231			340		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	49			253			346		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	114			255			361		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	176			255 dup	dup	dup	364		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	212			256			365		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	218			256 spk	spk	spk	367		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	227			275			368		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	229			276		*	384		

	Ferrozine		1st Read		Reducing Agent		Buffer		2nd Read
----------------------	-----------	----------------------	----------	----------------------	----------------	----------------------	--------	----------------------	----------

1:8 Dilution

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

50

Name: Melanie

Plate ID: Plate 2

Date: 5/7/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	461			650			657		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	545			651			658		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	546			652			672		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	547			652 dup	dup	dup	747		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	548			653			755		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	552			653 spk	spk	spk	756		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	553			654			757		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	554			655			775		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

1.8 dilution

GENX Organs/Compass Ferri/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: Plate 3

51

Date: 5/7/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	776			844			867		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	832			848			869		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	833			857			870		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	836			857 dup	dup	dup	880		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	839			863			897		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	840			863 spk	spk	spk	901		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	842			864			902		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	843			865			903		

1:8 dilution

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 5/7/24

Plate ID: Plate 4

52

need to run

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	1			18			89		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	2			28			92		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	5			31			96		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	7			31 dup	dup	dup	105		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	11			35			108		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	12			35 spk	spk	spk	110		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	13			81			175		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	15			83			179		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

1:16 Dilution

10 μ l Sample: 150 μ l DI