

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Plate ID: STD

Date: 5/13/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 (II)	250 (II)	500 (II)
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	↓	↓	↓
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	9	→	→
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	179	→	→
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 (III)	250 (III)	500 (III)
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	↓	↓	↓

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 5/13/24

Plate ID: Plate 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	182		☆	299			385		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	189			362			386		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	195			378			391		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	197			378 dup	dup	dup	392		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	249			379			399		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	250			379 spk	spk	spk	404		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	252			380			424		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	282			382		☆	483		

1:16

10 µl Sample : 150 µl DI

GENX Organs/Compass Fe^{II}/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 5/13/24

Plate ID: Plate 2

54

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	485			674			691		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	487			678			694		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	596		★	680			701		★
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	597			680 dup	dup	dup	704		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	599			683			706		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	608			683 spk	spk	spk	707		★
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	609			688			708		★
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	626			690			715		★

1:16
10 ml Sample: 150 ml DI

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: MelaniePlate ID: Plate 3Date: 5/13/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	716		#	810		#	886		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	781			847			898		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	784			879			914		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	787			879 dup	dup	dup	916		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	792			883			917		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	798			883 spk	spk	spk	918		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	804		#	884			933		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	807			885			934		

	Ferrozine		1st Read		Reducing Agent		Buffer		2nd Read
----------------------	-----------	----------------------	----------	----------------------	----------------	----------------------	--------	----------------------	----------

1:16

GENX Organs/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melaniePlate ID: plate 4Date: 5/13/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	935			980			1016		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	937			983			1022		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	953			984		*	1023		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	954			984 dup	dup	dup	1024		*
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	957			1010			1025		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	958			1010 spk	spk	spk	1026		*
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	959			1013			1029		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	979			1014			47		

	Ferrozine		1st Read		Reducing Agent		Buffer		2nd Read
----------------------	-----------	----------------------	----------	----------------------	----------------	----------------------	--------	----------------------	----------

1:16

10 mL sample: 150 mL DI